


抗Annexin A1/Anxa1 ウサギモノクローナル抗体 Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa対応 - P04083

商品番号: CM0004648



前書き

ヒトAnnexin A1

(ANXA1)に対するウサギモノクローナル抗体。Western

Blot、IHC、ICC、IP、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。炎症・免疫研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済] Annexin A1/ANXA1 ウサギmAb
備考/別名	ANXI; LPC1
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	301
免疫原	ヒトAnnexin A1/ANXA1 (NP_000691.1) のアミノ酸2-346を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P04083
タンパク質分子量	39kDa
発送	氷袋