

Wb、Ihc-P、Elisa用アネキシンA2モノクローナル抗体 - P07355

商品番号: CM0003749



前書き

ヒト、マウス、ラットのWB、IHC-P、ELISAでバリデーションされたアネキシンA2ラビットmAb。凝固、線溶、がん研究に關与するカルシウム調節性膜結合タンパク質。製品はSWISS P07355を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Annexin A2 Rabbit mAb
備考/別名	P36, ANX2, LIP2, LPC2, CAL1H, LPC2D, ANX2L4, PAP-IV, HEL-S-270, Annexin A2
種	ヒト
遺伝子ID	302
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P07355
タンパク質分子量	39kDa
配送	氷袋