

抗アネキシンA2ポリクローナル抗体 (Wb用) - P07355

商品番号: CM0022126



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済みの抗アネキシンA2ウサギポリクローナル抗体 (p36, ANX2, LIP2)。ヒト、マウス、ラットと反応。組換え免疫原を使用。カルシウム制御下の膜結合およびエンドソーム安定性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	抗アネキシンA2ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	P36; ANX2; LIP2; LPC2; CAL1H; LPC2D; ANX2L4; PAP-IV; HEL-S-270; アネキシンA2
種	ヒト
遺伝子ID	302
免疫原	組換えタンパク質：ヒトアネキシンA2のアミノ酸1-339に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_004030.1)。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P07355
タンパク質重量	39kDa
配送	アイスバッグ