

Anti-Annexin A4/Annexin Iv ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P09525

商品番号: CM0011466



前書き

ヒトAnnexin A4/Annexin IV (UniProt P09525) を標的とするウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。膜生物学およびエキソサイトーシス（分泌顆粒放出）の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Annexin A4/Annexin IV ウサギ mAb
備考/別名	ANX4; P32.5; PIG28; PP4-X; ZAP36; PAP-II; HEL-S-274; Annexin A4/Annexin IV
種	ヒト
GeneID (ヒト)	307
GeneID	307
免疫原	ヒトAnnexin A4（P09525）のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P09525
タンパク質分子量	36kDa
配送	アイスバッグ