

抗Annexin A4/Annexin Iv ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - P09525

商品番号: CM0013795



前書き

ヒトAnnexin A4/Annexin

IVを標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。ヒトおよびマウスと交差反応します。カルシウム依存性の膜融合およびエキソサイトーシスの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Annexin A4/Annexin IV ウサギpAb
備考／別名	ANX4; P32.5; PIG28; PP4-X; ZAP36; PAP-II; HEL-S-274; Annexin A4/Annexin IV
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	307
遺伝子ID	307
免疫原	ヒトAnnexin A4/Annexin IV (NP_001144.1) のアミノ酸112-321番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P09525
タンパク質分子量	36kDa
発送	氷袋