


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗アネキシンA5/アネキシンV ポリクローナル抗体 - P08758

商品番号: CM0016098



前書き

ヒトアネキシンA5（アネキシンV）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウス、ラットと交差反応性あり。分子量は約36 kDa。抗凝固および血液凝固研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	アネキシンA5/アネキシンV ウサギ pAb
備考/別名	PP4; ANX5; ENX2; CPB-I; RPRGL3; HEL-S-7; VAC-alpha; Annexin A5/Annexin V
種	ヒト
遺伝子ID	308
免疫原	ヒトアネキシンA5/アネキシンV (NP_001145.1) のアミノ酸1-320に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用方法	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08758
タンパク質分子量	36kDa
発送	保冷バッグ