

ウェスタンブロット、Elisa用 抗アネキシンA5/アネキシンV

ウサギモノクローナル抗体 - P08758

商品番号: CM0007856



前書き

ヒト、マウス、ラットサンプルにおけるWBおよびELISAで検証済みの高品質な抗アネキシンA5/アネキシンVウサギモノクローナル抗体。分子量36kDa。止血・血栓症研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	アネキシンA5/アネキシンV ウサギmAb
備考/別名	PP4; ANX5; ENX2; CPB-I; RPRGL3; HEL-S-7; VAC-alpha; Annexin A5/Annexin V
種	ヒト
GeneID (ヒト)	308
GeneID	308
免疫原	ヒトアネキシンA5 (NP_001145.1) のアミノ酸221-320に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08758
タンパク質分子量	36kDa
発送	保冷バッグ