

ウエスタンブロット、If/Icc、Elisa用 抗アネキシンA5/アネキシンV ウサギポリクローナル抗体 - P08758

商品番号: CM0021507



前書き

アネキシンA5/アネキシンVを標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスに反応。血液凝固と止血の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] アネキシンA5/アネキシンV ウサギ pAb
備考/別名	PP4; ANX5; ENX2; CPB-I; RPRGL3; HEL-S-7; VAC-alpha; V
種	ヒト
GeneID (ヒト)	308
GeneID	308
免疫原	組換えタンパク質 ヒトアネキシンA5/アネキシンV (NP_001145.1) のアミノ酸1-320に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P08758
タンパク質分子量	36kDa
発送	保冷バッグ