


抗Annexin A6/Annexin Viモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用途） - P08133

商品番号: CM0007367



前書き

Annexin A6/Annexin

VIに対するウサギモノクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットを対象としたWB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。タンパク質分子量は76kDa、免疫原はアミノ酸324-673番領域です。カルシウムシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Annexin A6/Annexin VI ウサギmAb
備考/別名	p68; p70; ANX6; CBP68; CPB-II; Annexin A6/Annexin VI
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	309
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08133
タンパク質分子量	76kDa
発送方法	保冷剤