


抗Annexin A6/Annexin Viポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P08133

商品番号: CM0024516



前書き

抗Annexin A6/Annexin

VIウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロット（WB）およびELISAでの検証が完了しています。ヒトおよびマウスと反応します。膜輸送およびCD21結合に関与するカルシウム結合タンパク質を標的としており、細胞生物学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済] Annexin A6/Annexin VI ウサギpAb
備考/別名	p68; p70; ANX6; CBP68; CPB-II; VI
種	ヒト
GeneID (ヒト)	309
GeneID	309
免疫原	組換えタンパク質[ヒトAnnexin A6/Annexin VI (NP_001146.2)のアミノ酸1-250番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質]
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P08133
タンパク質分子量	76kDa
発送	氷袋