

Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Ano1 ポリクローナル抗体 - Q5Xxa6

商品番号: CM0014823

前書き

WB、IF/ICC、ELISA用に検証済みのウサギポリクローナル ANO1 抗体。ヒトおよびマウスと反応します。標的は、イオン輸送とがん研究において重要な114kDaのカルシウム活性化塩化物チャネル（TMEM16A/DOG1）です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ANO1 ウサギ pAb
備考/別名	DOG1, INDMS, TAOS2, ORAOV2, TMEM16A, ANO1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	55107
遺伝子ID	55107
免疫原	組換えタンパク質 ヒト ANO1 (NP_060513.5) のアミノ酸 400-500 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q5XXA6
タンパク質分子量	114kDa
発送	保冷バッグ