

Anti-Ano2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q9Nq90

商品番号: CM0029993

前書き

ヒトANO2（Anoctamin-2/TMEM16B）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。嗅覚および視覚におけるカルシウム活性化塩素チャネル活性に関与しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ANO2 Rabbit pAb
備考/別名	C12orf3; TMEM16B; ANO2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	57101
遺伝子ID	57101
免疫原	ヒトANO2 (NP_001265526.1) のアミノ酸1-200に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NQ90
タンパク質分子量	114kDa
配送	アイスバッグ