

Anti-Anp32Aウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - P39687

商品番号: CM0028256



前書き

WB、IHC-

P、ELISAで検証済みのANP32AウサギpAb。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。腫瘍抑制、アポトーシス、細胞周期、転写に関与します。クロマチンおよびウイルス学の研究に使用します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ANP32AウサギpAb
備考/別名	LANP; MAPM; PP32; HPPCn; PHAP1; PHAP1; IIPP2A; C15orf1; ANP32A
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8125
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P39687
タンパク質分子量	29kDa
配送	アイスバック