


Wb、If、Ihc、Elisa用 抗Anp32B ウサギモノクローナル抗体 - Q92688

商品番号: CM0005458



前書き

ヒト、マウス、ラットのANP32Bを対象に、WB、IF、IHC、ELISA用が開発された製品です。アポトーシス、細胞周期、転写、ウイルス複製に関与する多機能タンパク質を標的としたウサギモノクローナル抗体です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ANP32B ウサギmAb
備考／別名	APRIL; SSP29; PHAPI2; ANP32B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10541
GeneID	10541
免疫原	ヒトANP32B (Q92688) のアミノ酸1~100位内の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	WB、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92688
タンパク質分子量	29kDa
発送方法	保冷剤