


Anti-Anp32E ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Btt0

商品番号: CM0021346



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みのAnti-ANP32Eウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのANP32Eに反応。H2A.Z除去に関与するヒストンチャペロンを標的。IVD研究およびアッセイ開発に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ANP32E ウサギ pAb
備考/別名	LANPL; LANP-L; ANP32E
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	81611
遺伝子ID	81611
免疫原	ヒトANP32E (NP_112182.1) のアミノ酸1-70に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BTT0
タンパク質分子量	31kDa
発送	氷袋