

抗Anpep/Cd13ウサギモノクローナル抗体（Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用） - P97449

商品番号: CM0011919

前書き

ANPEP/CD13（アミノペプチダーゼN）に対するウサギモノクローナル抗体で、WB、IF-P、IHC-P、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットと反応します。抗原提示、ペプチドホルモンプロセッシング、アミノ酸輸送の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ANPEP/CD13 ウサギmAb
別名	Apn; AP-M; AP-N; Cd13; P150; CD13
種	マウス
遺伝子ID（ヒト）	290
遺伝子ID	16790
免疫原	組換えタンパク質：マウスCD13のアミノ酸69-966番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。(NP_032512.2)
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P97449
タンパク質分子量	109kDa
発送方法	保冷剤