

Anti-Anprb/Npr2 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - P20594

商品番号: CM0002917

前書き

ヒトANPRB/NPR2 (GC-B)を標的とするウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスと交差反応します。cGMPシグナル伝達および骨格成長経路の調査に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ANPRB/NPR2 Rabbit mAb
備考/別名	GCB; AMD1; AMDM; ANPb; ECDM; GC-B; NPRB; SNSK; ANPRB; GUC2B; NPRBi; GUCY2B; ANPRB/NRP2
種	ヒト
GeneID	4882
免疫原	合成ペプチド ヒトANPRB/NRP2 (P20594) のアミノ酸800-900領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P20594
タンパク質分子量	117kDa
配送	アイスバッグ