

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Ant1/Ant2/Ant3/Ant4ウサギポリクローナル抗体 - P12235 / P05141 / P12236 / Q9H0C2

商品番号: CM0022252

前書き

ヒトANT1/ANT2/ANT3/ANT4（ADP/ATPトランスロカーゼ）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。ミトコンドリア代謝およびアポトーシス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ANT1/ANT2/ANT3/ANT4ウサギpAb
備考／別名	ANT1/ANT2/ANT3/ANT4
種	ヒト
GeneID（ヒト）	291/292/293/83447
GeneID	291/292/293/83447
免疫原	合成ペプチド ヒトANT1（NP_001142.2）のアミノ酸200からC末端までの配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P12235/P05141/P12236/Q9H0C2
タンパク質分子量	33kDa/32kDa/35kDa
輸送	保冷バッグ