


抗Anxa13ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - P27216

商品番号: CM0014752



前書き

ヒトアネキシンA13（ANXA13）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットのANXA13と反応します。カルシウム依存性膜結合および腸上皮生物学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ANXA13 Rabbit pAb
備考／別名	ISA; ANXI3; ANXA13
対象種	ヒト
ヒト遺伝子ID	312
遺伝子ID	312
免疫原	組換えタンパク質 ヒトANXA13（NP_004297.2）のアミノ酸1～316番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P27216
タンパク質分子量	35kDa
発送方法	氷袋梱包