

WbおよびElisa用抗Anxa3ポリクローナル抗体 - P12429

商品番号: CM0017409



前書き

ヒトAnnexin

A3 (ANXA3) を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAでバリデーション済みで、ヒトおよびラットに反応性を示します。ホスホリパーゼA2の阻害および凝固機構の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ANXA3ウサギpAb
備考/別名	ANX3、ANXA3
種	ヒト
GeneID	306
免疫原	ヒトANXA3 (NP_005130.1) のアミノ酸1〜323に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P12429
タンパク質分子量	36 kDa
輸送	保冷剤