

## Wb用抗Anxa3ポリクローナル抗体 - P12429

商品番号: CM0025389



## 前書き

ヒトANXA3に対するウサギ由来ポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。ホスホリパーゼA2阻害剤であるアネキシンA3を標的としており、凝固およびリン脂質シグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                    |
|------------|------------------------------------------------------|
| 製品名        | ANXA3 ウサギpAb                                         |
| 別名         | ANX3; ANXA3                                          |
| 対象種        | ヒト                                                   |
| 遺伝子ID (ヒト) | 306                                                  |
| 遺伝子ID      | 306                                                  |
| 免疫原        | ヒトANXA3 (NP_005130.1) のアミノ酸1〜323に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源         | ウサギ                                                  |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                            |
| 用途         | WB、ELISA                                             |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                           |
| SWISS      | P12429                                               |
| タンパク質分子量   | 36kDa                                                |
| 発送         | 氷袋                                                   |