

Anti-Anxa7 ウサギモノクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - P20073

商品番号: CM0003812



前書き

WB、IF/ICC、ELISA用の高品質ANXA7ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのANXA7を検出します。アネキシンA7のカルシウム媒介性エキソサイトーシスおよび膜融合における役割の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ANXA7 Rabbit mAb
備考/別名	SNX; ANX7; SYNEXIN; ANXA7
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	310
遺伝子ID	310
免疫原	ヒトANXA7 (NP_001147.1) のアミノ酸1-250に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P20073
タンパク質分子量	53kDa
配送	アイスパック