

WbおよびElisa用 Anti-Anxa8L2 Rabbit Pab - Q5Vt79

商品番号: CM0026169

前書き

アネキシンA8様タンパク質1（ANXA8L2、Q5VT79）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応します。診断アッセイ開発のIVD原材料として適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ANXA8L2 Rabbit pAb
備考/別名	ANXA8; ANXA8L2; VAC-beta; bA145E20.2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	728113
遺伝子ID	728113
免疫原	ヒトANXA8L2（NP_001265853.1）のアミノ酸1-276に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q5VT79
タンパク質分子量	37kDa
配送	アイスバッグ