


Wb・Elisa向け抗Aoc3ウサギポリクローナル抗体 - Q16853

商品番号: CM0023158



前書き

ヒト銅含有アミノキシダーゼ3（AOC3/VAP-1）に対するウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロッティングおよびELISAに適しており、マウスおよびラットと交差反応します。アミノキシダーゼ機能やリンパ球接着の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AOC3 ウサギpAb
備考/別名	HPAO; SSAO; VAP1; VAP-1; AOC3
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	8639
遺伝子ID	8639
免疫原	ヒトAOC3（NP_003725.1）のアミノ酸27～190番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q16853
タンパク質分子量	85kDa
輸送方法	氷袋