


## Anti-Aox1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q06278

商品番号: CM0027923



### 前書き

ヒト AOX1（アルデヒドオキシダーゼ1）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性があります。異物代謝および薬物代謝の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 製品名         | AOX1 Rabbit pAb                                         |
| 備考/別名       | AO; AOH1; AOX1                                          |
| 種           | ヒト                                                      |
| GeneID (ヒト) | 316                                                     |
| GeneID      | 316                                                     |
| 免疫原         | ヒト AOX1 (NP_001150.3) のアミノ酸340-590に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| ソース         | ウサギ                                                     |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                               |
| アプリケーション    | WB, IF/ICC, ELISA                                       |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                              |
| SWISS       | Q06278                                                  |
| タンパク質分子量    | 148kDa                                                  |
| 配送          | 氷袋                                                      |