


Anti-AP1B1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q10567

商品番号: CM0020308



前書き

AP1B1に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのAP1B1と反応します。AP1B1は、TGNおよびエンドソームにおけるタンパク質輸送に参与するクラトリンアダプターサブユニットです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AP1B1 Rabbit pAb
備考/別名	ADTB1; BAM22; KIDAR; AP105A; CLAPB2; AP1B1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	162
GeneID	162
免疫原	合成ペプチド ヒトAP1B1 (NP_001118.3) のアミノ酸700-800領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q10567
タンパク質分子量	105kDa
配送	アイスバッグ