

WbおよびElisa用 Anti-Ap1M1 ポリクローナル抗体 - Q9Bxs5

商品番号: CM0015609

前書き

AP1M1 ウサギ
pAbは、WBおよびELISA用のポリクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットのAP-1複合体サブユニットmu-1を検出します。タンパク質ソーティングおよびクラスリン媒介輸送の研究に使用されます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AP1M1 ウサギ pAb
備考 / 別名	AP47, mu1A, CLTNM, MU-1A, CLAPM2, AP1M1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8907
遺伝子ID	8907
免疫原	ヒトAP1M1のアミノ酸1-160に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_115882.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BXS5
タンパク質分子量	49kDa
輸送	保冷バッグ