

Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Ap1M2 ポリクローナル抗体 - Q9Y6Q5

商品番号: CM0029657

前書き

AP1M2（AP-1複合体のmu-2サブユニット）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAに適し、ヒト、マウス、ラットと反応。タンパク質ソーティングおよびクラスリン媒介輸送の研究用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AP1M2 ウサギ pAb
備考/別名	mu2; MU1B; MU-1B; HSMU1B; AP1-mu2; AP1M2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10053
GeneID	10053
免疫原	ヒトAP1M2 (NP_005489.2) のアミノ酸164-423に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y6Q5
タンパク質分子量	48kDa
発送	保冷バッグ