

Wb、Elisa用抗Ap2A1ポリクローナル抗体 - O95782

商品番号: CM0025264

前書き

ヒトAP2A1（アダプタータンパク質複合体2サブユニットα-1）を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体です。ウェスタンブロットおよびELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応性を示します。エンドサイトーシスおよび膜輸送研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AP2A1 ウサギpAb
備考/別名	ADTAA; CLAPA1; AP2-ALPHA; AP2A1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	160
GeneID	160
免疫原	ヒトAP2A1 (NP_055018.2) のアミノ酸1-260に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95782
タンパク質分子量	108kDa
配送方法	保冷剤