

抗Ap2A1ウサギモノクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - O95782

商品番号: CM0011283

前書き

ヒトAP2A1（SWISS O95782）を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体（WB、IF/ICC、ELISA用）。ヒト、マウス、ラットと交差反応性があります。クラスリン介在性エンドサイトーシスおよび膜輸送の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AP2A1 ウサギmAb
備考/別名	ADTAA; CLAPA1; AP2-ALPHA; AP2A1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	160
GeneID	160
免疫原	組換えタンパク質 ヒトAP2A1（O95782）のアミノ酸1-100に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95782
タンパク質重量	108kDa
配送	アイスバッグ