

Wb、Elisa用 抗Ap2A2/Alpha2-Adaptin モノクローナル抗体 - O94973

商品番号: CM0003898

前書き

CamelBioのAlpha2-adaptin/AP2A2ウサギモノクローナル抗体は、WBおよびELISAで検証済みです。エンドサイトーシスにおける主要なクラスリンアダプターである、ヒトおよびマウスのAP2A2を検出します。神経科学および細胞生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	仕様
製品名	Alpha2-adaptin/AP2A2 ウサギ mAb
備考/別名	HIP9; HYPJ; ADTAB; HIP-9; CLAPA2; Alpha2-adaptin/AP2A2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	161
遺伝子ID	161
免疫原	組換えタンパク質 ヒトAlpha2-adaptin/AP2A2 (NP_036437.1)のアミノ酸590-939に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O94973
タンパク質分子量	104kDa
発送	保冷バッグ