

WbおよびElisa用抗Ap2M1ウサギポリクローナル抗体 - Q96Cw1

商品番号: CM0016197



前書き

クラスリン介在性エンドサイトーシスに関与するAP-2アダプターコンプレックスの重要なサブユニットであるAP2M1を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルと交差反応性があり、WBおよびELISAで検証済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AP2M1 Rabbit pAb
備考/別名	mu2; AP50; MRD60; CLAPM1; AP2M1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1173
免疫原	ヒトAP2M1 (NP_004059.2) のアミノ酸134-433に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96CW1
タンパク質分子量	50kDa
配送	氷袋