

Anti-AP2M1 ラビットポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q96Cw1

商品番号: CM0019136



前書き

CamelBioのAP2M1ラビットポリクローナル抗体は、WBおよびELISAで検証されており、クラトリン依存性エンドサイトーシスに関与するAP-2複合体ミューサブユニットを標的とします。ヒトサンプルに適しており、検出分子量は50kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AP2M1 Rabbit pAb
備考/別名	mu2; AP50; MRD60; CLAPM1; AP2M1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1173
GeneID	1173
免疫原	組換えタンパク質
供給源	ラビット
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q96CW1
タンパク質分子量	50kDa
配送	氷袋