


WbおよびElisa用抗Ap2S1ウサギモノクローナル抗体 - P53680

商品番号: CM0010806



前書き

17

kDaの抗AP2S1ウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）およびELISAでバリデーション済み。マウスと交差反応し、クラスリン介在性エンドサイトーシスおよびアダプタータンパク質複合体2の機能研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AP2S1ウサギmAb
備考／別名	AP17; FBH3; HHC3; FBH0k; CLAPS2; AP2S1
種	ヒト
GeneID	1175
免疫原	合成ペプチド、ヒトAP2S1（P53680）のアミノ酸1～100内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P53680
タンパク質分子量	17kDa
配送	保冷剤