


WbおよびElisa用Anti-Ap2S1ウサギポリクローナル抗体 - P53680

商品番号: CM0015431



前書き

WBおよびELISAで検証された、AP2S1（AP-2複合体サブユニットシグマ）に対するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのAP2S1を認識します。免疫原はN末端領域をカバーする組換えタンパク質です。クラトリン依存性エンドサイトーシスおよびタンパク質輸送の研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	AP2S1 Rabbit pAb
備考/別名	AP17; FBH3; HHC3; FBHOk; CLAPS2; AP2S1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1175
遺伝子ID	1175
免疫原	組換えタンパク質；ヒトAP2S1 (NP_004060.2) のアミノ酸1-142に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P53680
タンパク質分子量	17kDa
配送	氷袋