

Anti-AP3D1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O14617

商品番号: CM0018013



前書き

WBおよびELISAで検証済みのAnti-AP3D1ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスAP3D1と交差反応性あり。AP-3アダプター複合体、リソソーム輸送、ヘルマンズキー・パドラック症候群の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AP3D1 ウサギ pAb
備考/別名	ADTD; HPS10; hBLVR; AP3D1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8943
GeneID	8943
免疫原	ヒトAP3D1 (NP_003929.4) のアミノ酸520-700に対応する組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O14617
タンパク質分子量	130kDa
輸送	保冷バッグ