

抗Ap3S2ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P59780

商品番号: CM0021560

前書き

WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みの抗AP3S2ウサギポリクローナル抗体です。ゴルジ体からリソソームへの小胞輸送に関与するAP-3複合体のサブユニットであるヒト、マウス、ラットのAP3S2を検出します。細胞輸送およびリソソーム研究にご利用いただけます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AP3S2 Rabbit pAb
別名	AP3S3; sigma3b; AP3S2
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	10239
遺伝子ID	10239
免疫原	ヒトAP3S2（NP_005820.1）のアミノ酸1-193番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P59780
タンパク質分子量	22kDa
発送方法	保冷剤梱包