


Wb・Elisa用抗Apaf1ウサギモノクローナル抗体 - O14727

商品番号: CM0008325



前書き

ヒトAPAF1を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、ヒトとマウスに交差反応します。内在性APAF1タンパク質（38～142 kDa）を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] APAF1 ウサギmAb
備考・別名	CED4, APAF-1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	317
遺伝子ID	317
免疫原	ヒトAPAF1 (NP_863651.1) のアミノ酸470～600番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O14727
タンパク質分子量	38～142 kDa
発送方法	保冷剤