

Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Apba1ポリクローナル抗体 - Q02410

商品番号: CM0023631



前書き

APBA1（MINT1/X11）を標的とするウサギ由来ポリクローナル抗体です。ヒトおよびマウス組織においてIHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。シナプス小胞のエキソサイトーシス、APPプロセッシング、NMDA受容体輸送の研究に不可欠なツールで、神経科学研究で信頼性が高い製品です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------|
| 製品名        | APBA1 ウサギ pAb                                            |
| 別名         | X11; X11A; LIN10; MINT1; D9S411E; X11ALPHA; APBA1        |
| 種          | ヒト                                                       |
| 遺伝子ID (ヒト) | 320                                                      |
| 遺伝子ID      | 320                                                      |
| 免疫原        | ヒトAPBA1（NP_001154.2）のアミノ酸240～390番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。 |
| 起源         | ウサギ                                                      |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                                |
| 用途         | IHC-P、IF/ICC、ELISA                                       |
| 交差反応性      | ヒト、マウス                                                   |
| SWISS      | Q02410                                                   |
| タンパク質分子量   | 93kDa                                                    |
| 輸送方法       | 氷袋梱包                                                     |