

Wb、Elisa用 抗Apbb1 ウサギポリクローナル抗体 - O00213

商品番号: CM0024557



前書き

WBおよびELISAアプリケーション用のヒトAPBB1（FE65）を標的とするウサギポリクローナル抗体。マウスと交差反応性あり。DNA損傷応答、転写調節、アルツハイマー病経路の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APBB1 ウサギ pAb
備考/別名	RIR; FE65; MGC:9072; APBB1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	322
遺伝子ID	322
免疫原	ヒトAPBB1（NP_663722.1）のアミノ酸359-708に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O00213
タンパク質分子量	77kDa
発送	保冷バッグ