

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Apcポリクローナル抗体 - P25054

商品番号: CM0025687



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済みの抗APCポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのAPC (312 kDa) と反応します。腫瘍抑制、Wntシグナル伝達、細胞遊走の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC ウサギ pAb
備考/別名	GS; DP2; DP3; BTPS2; DESMD; DP2.5; PPP1R46; APC
種	ヒト
GeneID (ヒト)	324
GeneID	324
免疫原	組換えタンパク質。ヒトAPC (NP_000029.2) のアミノ酸2600-2760に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P25054
タンパク質分子量	312kDa
発送	保冷バッグ