

Wb、Ip、Elisa用抗Apcウサギモノクローナル抗体 - P25054

商品番号: CM0002567



前書き

Wntシグナル伝達における腫瘍抑制因子であるヒトAPC（腺腫性ポリポージス大腸症）に対するウサギモノクローナル抗体です。WB、IP、ELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応します。がん研究用途です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC ウサギmAb
備考/別名	GS; DP2; DP3; BTPS2; DESMD; DP2.5; PPP1R46; APC
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	324
GeneID	324
免疫原	ヒトAPC (NP_000029.2) のアミノ酸1-100内の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P25054
タンパク質分子量	312kDa
輸送方法	氷袋