


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Apcs ウサギポリクローナル抗体 - P02743

商品番号: CM0023156



前書き

ヒトAPCS（血清アミロイドP成分）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットサンプルでのWB、IHC-P、ELISAについて検証済み。診断アッセイ開発および研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APCS ウサギ pAb
備考/別名	SAP; PTX2; HEL-S-92n; APCS
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	325
遺伝子ID	325
免疫原	合成ペプチド ヒトAPCS (NP_001630.1) のアミノ酸1-223に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P02743
タンパク質分子量	25kDa
発送方法	保冷バッグ