

Wb、If/Icc、Elisa用Anti-Apehポリクローナル抗体 - P13798

商品番号: CM0018435

前書き

ヒトAPEH（Acylamino-acid-releasing enzyme）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAアプリケーションに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。N-アシル化ペプチドの分解および酸化タンパク質加水分解酵素活性の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APEH Rabbit pAb
備考/エイリアス	APH; OPH; AARE; ACPH; D3S48E; D3F15S2; DNF15S2; APEH
種	ヒト
GeneID (ヒト)	327
GeneID	327
免疫原	ヒトAPEH (NP_001631.3) のアミノ酸1-260に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P13798
タンパク質分子量	81kDa
配送	アイスパック