

Wb、Ip、Elisa用 Anti-Apeh ポリクローナル抗体 - P13798

商品番号: CM0025042

前書き

WB、IP、ELISAアプリケーションで検証されたAnti-APEH

ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットとの交差反応性があります。アシルアミノ酸放出酵素（P13798、N-アシル化ペプチド分解のための81 kDa細胞質加水分解酵素）を標的とします。IVD研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO Validated] APEH Rabbit pAb
備考/別名	APH; OPH; AARE; ACPH; D3S48E; D3F15S2; DNF15S2; EH
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	327
遺伝子ID	327
免疫原	ヒトAPEH (NP_001631.3) のアミノ酸1-260に相当する配列を含む組換えタンパク質 / 組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P13798
タンパク質分子量	81kDa
配送	氷袋