


抗Apex1/Ape1ポリクローナル抗体 (Wb, If/Icc, Elisa用) - P27695

商品番号: CM0015642



前書き

ヒトAPEX1/APE1 (SWISS P27695)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAに適しています。36kDaのDNA修復ヌクレアーゼ/酸化還元調節因子を認識し、BER経路や酸化ストレスの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APEX1/APE1 ウサギpAb
備考/別名	APE; APX; APE1; APEN; APEX; HAP1; REF1; APEX1/APE1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	328
GeneID	328
免疫原	ヒトAPEX1/APE1の1-318アミノ酸配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_542380.1)。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P27695
タンパク質重量	36kDa
配送	アイスバッグ