


抗Apex1/Ape1ウサギポリクローナル抗体（Ko検証済）Wb、If/Icc、Ip、Elisa用 - P27695

商品番号: CM0026130



前書き

ヒトAPEX1/APE1（APエンドヌクレアーゼ1、REF1）に対するKO検証済みウサギポリクローナル抗体です。36 kDaのバンドを検出します。酸化ストレスおよびDNA修復研究におけるWB、IF/ICC、IP、ELISAに最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済] APEX1/APE1 ウサギpAb
別名	APE; APX; APE1; APEN; APEX; HAP1; REF1; E1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	328
遺伝子ID	328
免疫原	ヒトAPEX1/APE1 (NP_542380.1) のアミノ酸1-318に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P27695
タンパク質分子量	36kDa
輸送方法	氷袋