

Wb、If/Icc、Elisa用抗Aph1Aウサギポリクローナル抗体 - Q96Bi3

商品番号: CM0018321



前書き

APH1AウサギpAbは、 γ -セクレターゼサブユニットAPH1Aを標的とするウサギポリクローナル抗体です。ヒトおよびマウスに反応し、WB、IF/ICC、ELISAに適しています。NotchおよびAPP切断経路の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APH1AウサギpAb
備考／別名	APH-1; APH-1A; CGI-78; 6530402N02Rik; APH1A
生物種	ヒト
GeneID (ヒト)	51107
GeneID	51107
免疫原	合成ペプチド ヒトAPH1A (NP_001071096.1) のアミノ酸200からC末端までの配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q96BI3
タンパク質分子量	29kDa
配送	保冷バッグ