


Anti-Apitd1 ウサギ Pab - Q8N2Z9

商品番号: CM0025855



前書き

ファンconi貧血経路と動原体形成における重要な因子であるヒトAPITD1

(CENPS)に対するポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APITD1 ウサギ pAb
備考/別名	MHF1; APITD1; CENP-S; FAAP16
種	ヒト
GeneID (ヒト)	378708
GeneID	378708
免疫原	ヒトAPITD1 (NP_954988.1) のアミノ酸1-138に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8N2Z9
タンパク質分子量	16kDa
発送	保冷バッグ