

Wb、Elisa用抗Aplfウサギポリクローナル抗体 - Q8Iw19

商品番号: CM0020106



前書き

ウエスタンブロット(WB)およびELISAで検証済みの抗APLFウサギポリクローナル抗体です。ヒトAPLFを検出し、ラットと交差反応性を示します。DNA損傷修復、ヒストンシャペロン、NHEJ研究に最適です。分子量は57 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APLF ウサギ pAb
備考／別名	APFL; PALF; Xip1; ZCCHH1; C2orf13; APLF
由来種	ヒト
GeneID (ヒト)	200558
GeneID	200558
免疫原	ヒトAPLF (NP_775816.1) のアミノ酸200〜380番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用	WB、ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	Q8IW19
タンパク質分子量	57kDa
輸送方法	氷袋